

Doktor DX.

Inkoppling till Commodore 64.

Nyckeln anslutes till "L" och jord till "A" i "USERPORT".

Kommandon.

Ändra kulör	C
Ställa tid	T
Testens varaktighet	D
Geografiskt läge	N,S,E,W
Teckehastighet	Slå ett antal tecken med nyckeln.
Start	RETURN
Effekt	P
Band	B
+20 kHz	F1
+ 2 kHz	F2
- 2 kHz	F3
-20 Khz	F4
Ljudstyrka	V
Filter	X

Användbara förkortningar.

T=0, A=1, N=9, AGN, CALL, CQ, DE, QRQ, QRS, QRZ, RPT, RST, TEST, ZONE.

Allmänt.

Långsamma stationer finns på höga delen av banden.
I contesten utväxlas RST, CQWW zon-nummer.
Ex. 59914 (vi har 14). Du kan sända eller svara på CQ.

Poängberäkning.

Kontakt med stationer i eget land	0
Kontakt med stationer på samma kontinent	2
i N Amerika	3
Kontakt med stationer på annan kontinent	3

Multipel: 2 W - 3 ggr.
 20 W - 2 ggr.

Poäng=QSO-poäng x (länder + zoner)

På skärmen är detta: SCORE = PTS x (CTRY:ALL+ZONE:ALL).

Länder och zoner kan kontaktas på flera band för att få band-multipler.

Konditionerna på de olika banden beror på vilken tid på dygnet det är!